

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cdx2 Para Ihc-P Y Elisa - Q99626

Número de artículo: CM0019419



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CDX2 para IHC-P y ELISA. Reacciona con el factor de transcripción CDX2 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de desarrollo y diferenciación intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CDX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1045
ID del gen	1045
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-180 de la CDX2 humana (NP_001256.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99626
Peso molecular de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo