

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ceacam7 Para Wb Y Elisa - Q14002

Número de artículo: CM0025183



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CEACAM7 (CGM2) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la adhesión celular en el epitelio del colon y el cáncer colorrectal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEACAM7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGM2; CEACAM7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1087
GeneID	1087
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-242 de CEACAM7 humana (NP_008821.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14002
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo