

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Cend1 Para Wb, If-P, Elisa - Q8N111

Número de artículo: CM0012112

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo CEND1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de diferenciación neuronal. UniProt Q8N111.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEND1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	BM88; CEND1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51286
GeneID	51286
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-149 de CEND1 humano (NP_057648.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N111
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo