

Anticuerpo Policlonal De Conejo Cend1 Para Wb, Elisa - Q8N111

Número de artículo: CM0022273

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CEND1 humano (BM88), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la diferenciación neuronal y la salida del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEND1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BM88; CEND1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51286
GeneID	51286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-123 de CEND1 humano (NP_057648.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N111
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo