

Anticuerpo Policlonal De Conejo Cenpe Para Wb, Elisa - Q02224

Número de artículo: CM0022388



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CENPE validado para WB y ELISA, reactivo en humano, ratón y rata. Ideal para investigar la congresión cromosómica y la señalización del punto de control mitótico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CENPE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KIF10; CENP-E; MCPH13; PPP1R61; CENPE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1062
GeneID	1062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2542-2701 del CENPE humano (NP_001804.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02224
Peso Proteico	316kDa
Envío	Bolsa de hielo