

Anticuerpo Policlonal De Conejo Cep290 Para Wb, Elisa - O15078

Número de artículo: CM0024689

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CEP290 humana (290 kDa), una proteína centriolar clave en la formación de cilios. Validado para Western blot y ELISA, apoya la investigación sobre ciliopatías y la biología del centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CEP290 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CT87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBT55; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag; CEP290
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	80184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 950-1050 de CEP290 humana (NP_079390.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15078
Peso proteico	290kDa
Envío	Bolsa de hielo