

Ces3 Pab De Conejo - Q6Uww8

Número de artículo: CM0029225

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CES3 de alta calidad validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta CES3 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la desintoxicación de xenobióticos y la activación de profármacos en hígado, colon e intestino delgado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CES3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ES31; CES3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23491
GeneID	23491
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-568 del CES3 humano (NP_001172106.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UWW8
Peso proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo