

Anticuerpo Policlonal De Conejo Cga Para Wb Y Elisa - P01215

Número de artículo: CM0017359



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CGA humana (cadena alfa de hormonas glucoproteicas; ~13 kDa). Validado para Western blot y ELISA. Detecta la subunidad alfa compartida de TSH, LH, FSH y CG para investigación endocrina y reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CGA pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHA; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; CGA
Especie	Humana
GeneID (humano)	1081
GeneID	1081
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P01215
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo