


Cgrp Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P06881

Número de artículo: CM0007307



Introducción

El CGRP Rabbit mAb de CamelBio es un anticuerpo monoclonal para WB y ELISA, dirigido al péptido relacionado con el gen de la calcitonina 1 humano (SWISS: P06881). CGRP es una hormona vasodilatadora implicada en funciones cardiovasculares y neuronales. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CGRP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CT; KC; PCT; CGRP; CALC1; CGRP1; CGRP-I; CGRP-alfa
Especie	Humano
ID de gen (humano)	796
ID de gen	796
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 25-125 del CGRP humano (NP_001029125.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06881
Peso proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo