

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Chdh Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Número de artículo: CM0009076

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CHDH validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a la colina deshidrogenasa mitocondrial (65 kDa) para estudios de autofagia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHDH mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CHDH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55349
ID de Gen	55349
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-594 de CHDH humana (NP_060867.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NE62
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo