

Chmp7 Pab De Conejo - Q8Wux9

Número de artículo: CM0017029

Introducción

Anticuerpo policlonal contra CHMP7 validado para WB, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína ESCRT-III con función de sellado de la envoltura nuclear. Ideal para estudios de división celular y clasificación endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CHMP7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CHMP7
Especie	Humano
ID génico (Humano)	91782
ID génico	91782
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WUX9
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo