

Chrna10 Pab De Conejo - Q9Gzz6

Número de artículo: CM0029362

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHRNA10 humano, una subunidad neuronal del receptor nicotínico de acetilcolina. Validado para Western blot y ELISA. Ideal para el estudio de la transmisión sináptica auditiva, la adhesión de queratinocitos y la señalización por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHRNA10 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CHRNA10
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57053
ID del gen	57053
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-240 de CHRNA10 humano (NP_065135.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9GZZ6
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo