


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Citrulina-Histona H3 (Citrulinación R8) (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Elisa

Número de artículo: CM0000078



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la histona H3 citrulinada en la arginina 8 (R8). Validado para Western blot, dot blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos y otras especies (se predice un amplio rango). Ideal para estudios epigenéticos y de citrulinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Citrulina-Histona H3-R8 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t, H3.4, H3/g, H3FT, H3C16, HIST3H3
Especies	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido citrulinado sintético alrededor de la R8 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Otro (Se predice amplio rango)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo