

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Claudina18.2 Para Ihc-P, Elisa - P56856

Número de artículo: CM0003728

Introducción

Específico para la isoforma CLDN18.2 humana, este anticuerpo monoclonal de conejo está validado para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Ideal para investigación de uniones estrechas, estudios de tejido gástrico y pulmonar, y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Claudina18.2 (mAb)
Observaciones/Alias	SFTA5; SFTPJ; Claudina18.2
Especie	Humano
ID del Gen	51208
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la CLDN18.2 humana (P56856-2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P56856
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo