

Cldn18 Pab De Conejo - P56856

Número de artículo: CM0029971

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fiable contra Claudina-18 humana, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, ideal para investigación de uniones estrechas, pulmón y estómago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLDN18 pAb de conejo
Notas/Alias	SFTA5; SFTPJ; CLDN18
Especie	Humana
GeneID (Humano)	51208
GeneID	51208
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-261 de la CLDN18 humana (NP_057453.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56856
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo