


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cldn2 Para Wb Y Elisa - P57739

Número de artículo: CM0014065



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLDN2 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la claudina-2, una proteína de uniones estrechas implicada en la permeabilidad paracelular. Ideal para investigación en barreras epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CLDN2
Observaciones/Alias	OAZON; claudina-2; CLDN2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9075
ID del gen	9075
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P57739
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo