

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clon4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14493

Número de artículo: CM0014896



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLDN4 humano, validado para Western blot, IHC en parafina y ELISA. Reconoce Claudin-4, una proteína de las uniones estrechas implicada en la permeabilidad al cloruro. Ideal para el abastecimiento de materias primas para DIV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLDN4 pAb de conejo
Observaciones/alias	CPER; CPE-R; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; CLDN4
Especie	Humana
GeneID (humano)	1364
GeneID	1364
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 109-209 de CLDN4 humano (NP_001296.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O14493
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo