


Mab De Conejo Contra Caspasa-7 Escindida Para Wb, Elisa - P55210

Número de artículo: CM0007174



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Caspasa-7 humana escindida, validado para Western blot y ELISA. Detecta la forma activa de esta caspasa ejecutora en la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Caspasa-7 escindida
Observaciones/Alias	MCH3, CMH-1, LICE2, CASP-7, ICE-LAP3, Caspasa-7 escindida
Especie	Humano
GeneID (Humano)	840
GeneID	840
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la CASP7 humana (NP_001218.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P55210
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo