

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Gasdermina B Escindida Para Wb Y Elisa - Q8Tax9-6

Número de artículo: CM0019435

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Gasdermina B escindida, validado para WB y ELISA. Dirigido contra la Gasdermina B humana, una proteína formadora de poros que media la piroptosis. Ideal para investigaciones sobre muerte celular e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Gasdermina B escindida
Observaciones/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermina B escindida
Especie	Humana
ID del gen	55876
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la Gasdermina B humana escindida. (NP_001159431.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8TAX9-6
Peso de la proteína	18 kDa/45 kDa/46 kDa/47 kDa
Envío	Bolsa de hielo