


Gasdermina D Escindida (Terminal C) Mab De Conejo - Q9D8T2

Número de artículo: CM0009577



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo (Ratón) contra Gasdermina D escindida (Terminal C) para WB, IP, ELISA. Se dirige a la región C-terminal de la gasdermina-D, un mediador clave de la piroptosis. Ideal para la investigación del inflammasoma y la muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Gasdermina D escindida (Terminal C) mAb de conejo
Observaciones/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	79792
ID de gen	69146
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 277-376 de la Gasdermina D escindida de ratón (Terminal C) (NP_081236.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9D8T2
Peso proteico	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo