


IL-18 Escindido (Tyr37) Mab De Conejo Para Wb - Q14116

Número de artículo: CM0007646



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL-18 humana escindida en Tyr37, validado para Western blot. Detecta una banda de 22 kDa. Ideal para la investigación de citoquinas proinflamatorias y estudios de piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL-18 escindido (Tyr37) mAb de conejo
Observaciones/Alias	IL-18 madura; IL-18 escindido (Tyr37)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3606
GeneID	3606
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los residuos que rodean el Tyr37 de IL18 humana (NP_001553.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14116
Peso proteico	22KDa
Envío	Bolsa de hielo