

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Parp Escindida (Asp214) - Q921K2

Número de artículo: CM0018737

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra PARP escindida (Asp214) detecta la forma escindida específica de la apoptosis de PARP en muestras de ratón. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo policlonal se dirige a los aminoácidos 201-300.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	Observaciones/alias	Especie	ID del gen	Inmunógeno	Fuente	Categoría	Aplicación	Reactividad cruzada	SWISS	Peso de la proteína	Envío
Anticuerpo policlonal de conejo contra PARP escindida (Asp214)	PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; PARP escindida (Asp214)	Ratón	11545	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de PARP de ratón (Asp214) (NP_031441.2)	Conejo	Anticuerpos policlonales	WB, ELISA	Ratón	Q921K2	113 kDa	Bolsa de hielo