


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Parp1 Escindida P25 Para Wb, Ip, Elisa - P09874

Número de artículo: CM0003838



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PARP1 escindida p25 para Western Blot, Inmunoprecipitación y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Útil para la investigación de apoptosis y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PARP1 escindida p25
Observaciones/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1 escindida p25
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	142
ID de gen	142
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09874
Peso proteico	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo