


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parp1 P25 Clivado Para Wb Y Elisa - P09874

Número de artículo: CM0026600



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el fragmento p25 clivado de PARP1 humana, apto para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce específicamente a PARP1 humana, una enzima clave en la reparación del ADN y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PARP1 p25 clivado
Observaciones/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	142
ID de gen	142
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P09874
Peso de proteína	113kDa
Envío	Bolsa de hielo