

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Clec2B - Q92478

Número de artículo: CM0019977

Introducción

Anticuerpo policlonal conejo anti-CLEC2B (Q92478) validado para WB y ELISA. Detecta CLEC2B humano, reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación en citotoxicidad mediada por células NK y regulación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal conejo anti-CLEC2B
Observaciones/Alias	AICL; IFNRG1; CLECSF2; HP10085; CLEC2B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9976
ID de Gen	9976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-120 de CLEC2B humano (NP_005118.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q92478
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo