


Clic3 Pab De Conejo - O95833

Número de artículo: CM0017459



Introducción

CLIC3 pAb de conejo es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, con reactividad contra CLIC3 humano, de ratón y de rata (27 kDa). Es adecuado para el estudio de las funciones de canales intracelulares de cloruro y la angiogénesis tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLIC3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CLIC3
Especie	Humano
GeneID (humano)	9022
GeneID	9022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 87-236 de la CLIC3 humana (NP_004660.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95833
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo