


Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Cadena Alfa De Clusterina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Número de artículo: CM0017915



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cadena alfa de Clusterina humana (CLU/APOJ/CLI). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis, chaperonas y sistema del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra cadena alfa de Clusterina
Observaciones/Alias	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Cadena alfa de Clusterina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1191
GeneID	1191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 314-449 de la cadena alfa de Clusterina humana (NP_001822.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10909
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo