

Mab De Conejo Anti-Cnap1 Para Wb Y Elisa - Q15021

Número de artículo: CM0012461

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CNAP1 (CAP-D2/hCAP-D2) de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta la subunidad 1 del complejo condensina humano y de ratón. Ideal para investigación en mitosis y condensación cromosómica. 157 kDa, inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CNAP1
Observaciones/Alias	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2
Especie	Humano
ID genético (Humano)	9918
ID genético	9918
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la CNAP1 humana (Q15021)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15021
Peso proteico	157 kDa
Envío	Bolsa de hielo