

Cntn4 Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwv2

Número de artículo: CM0011285

Introducción

El CNTN4 mAb de conejo es un anticuerpo monoclonal de conejo para WB, IHC-P y ELISA, que detecta el CNTN4 (Contactina-4) humano, de ratón y de rata. Se dirige a una molécula de adhesión celular neuronal implicada en el crecimiento de neuritas y la formación de sinapsis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CNTN4 mAb de conejo
Observaciones/Alias	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	152330
ID de gen	152330
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 800-900 del CNTN4 humano (Q8IwV2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IwV2
Peso proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo