

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Cntn6 Para Wb Y Elisa - Q9Uq52

Número de artículo: CM0014679

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CNTN6 humano (Contactina-6, NB-3). Validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigar el desarrollo del sistema nervioso, la generación de oligodendrocitos y la señalización de Notch. - Q9UQ52

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CNTN6 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	NB3; CNTN6
Especie	Humano
GeneID (humano)	27255
GeneID	27255
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-110 de CNTN6 humano (NP_055276.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UQ52
Peso de la proteína	114 kDa
Envío	Bolsa de hielo