

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Coenzima Nad Para Db Y Elisa

Número de artículo: CM0000008

Introducción

Este Anticuerpo Monoclonal de Conejo para Coenzima NAD (A21047) es independiente de la especie y adecuado para DB y ELISA. Está diseñado para uso en investigación en la detección de coenzima NAD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo para Coenzima NAD
Especie	Independiente de la especie
GeneID	CAS:53-84-9
Inmunógeno	Compuestos químicos NAD
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo