

Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Coenzima Nad Para Db Y Elisa - Nad

Número de artículo: CM0023501

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la coenzima NAD, adecuado para aplicaciones de ELISA y dot blot (DB). La reactividad independiente de la especie permite una detección amplia de NAD en diversas muestras biológicas. Ideal para investigación en metabolismo y redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Coenzima NAD pAb de Conejo
Inmunógeno	Compuestos químicos NAD
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo