


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Col2A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02458

Número de artículo: CM0012828



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COL2A1 de alta afinidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en biología del cartílago y desarrollo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COL2A1 Rabbit pAb
Notas / Alias	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; COL2A1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1280
ID del gen	1280
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1220-1282 de COL2A1 humano (NP_001835.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02458
Peso molecular de la proteína	142 kDa
Envío	Bolsa de hielo