

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Col4A6 Para Wb, Elisa - Q14031

Número de artículo: CM0022536

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COL4A6 validado para WB y ELISA. Detecta COL4A6 humano y presenta reactividad cruzada con rata. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y la membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra COL4A6
Observaciones/alias	DFNX6; DELXq22.3; CXDELq22.3; COL4A6
Especie	Humano
GeneID (humano)	1288
GeneID	1288
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1575-1691 de COL4A6 humano (NP_001838.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q14031
Peso de la proteína	164 kDa
Envío	Bolsa de hielo