

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Col9A2 Para Wb Y Elisa - Q14055

Número de artículo: CM0019012



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COL9A2 (Q14055), generado contra un péptido sintético de la cadena alfa-2(IX) del colágeno humano. Adecuado para WB y ELISA con muestras humanas y de rata. Ideal para investigar la biología del cartílago, el vítreo y la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COL9A2 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	MED, EDM2, STL5, DJ39G22.4, COL9A2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1298
ID del gen	1298
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-689 de COL9A2 humano (NP_001843.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q14055
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo