

Anticuerpo Policlonico De Conejo Col9A3 Para Ihc-P Y Elisa - Q14050

Número de artículo: CM0029381



Introducción

COL9A3 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonico desarrollado en conejo contra un fragmento recombinante de la proteína COL9A3 humana. Validado para IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón, apoya la investigación del colágeno IX en cartílago y tejidos oculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COL9A3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IDD, MED, EDM3, STL6, DJ885L7.4.1, COL9A3
Especie	Humano
GeneID (humano)	1299
GeneID	1299
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 445-684 de COL9A3 humana (NP_001844.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q14050
Peso de la Proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo