


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra El Colágeno Iv Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Número de artículo: CM0012451



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el colágeno IV humano (COL4A1,2,3,4), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación de la membrana basal y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra el colágeno IV
Observaciones/alias	ATS2; ATS3; BFH2; ATS3A; ATS3B; BSVD; BSVD1; RATOR; PADMAL; COL4A1s
Especie	Humana
GeneID (humano)	1285/1282/1284/1286
GeneID	1285/1282/1284/1286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1555-1669 del colágeno IV humano (NP_000082.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Peso de la proteína	162 kDa/161 kDa/168 kDa
Envío	Bolsa de hielo