


Ac Mab De Conejo Contra Complemento C3 Para Wb, Elisa - P01027

Número de artículo: CM0005745



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Complemento C3 de ratón (P01027) para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Validado para uso en investigación de inmunidad innata y estudios de la vía del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac mAb de conejo contra Complemento C3
Observaciones/Alias	ASP; Plp; HSE-MSF; Complemento C3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	718
GeneID	12266
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P01027
Peso molecular	186kDa
Envío	Bolsa de hielo