

Mab De Conejo Conjugado Con Aif1/Iba1 - O70200 (Ratón), P55008 (Humano)

Número de artículo: CM0010568

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra AIF1/IBA1 (factor inflamatorio del aloinjerto 1), validado para aplicaciones de WB e IF-P, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para inmunoensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo conjugado con AIF1/IBA1
Observaciones/Alias	G1, Iba1, AIF-1, D17H6S50E
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	199
ID del gen (ratón)	11629
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de AIF1/IBA1 de ratón (O70200)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O70200 (ratón), P55008 (humano)
Peso molecular	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo