

Conjugado Aif1/Iba1 Rabbit Mab - O70200(Mouse),P55008(Human)

Número de artículo: CM0009613

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo AIF1/IBA1 conjugado con , validado para WB e IF-P. Detecta AIF1/IBA1 en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de neuroinflamación y microglía, con un rendimiento consistente entre lotes para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conjugado AIF1/IBA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	199
ID de gen (Ratón)	11629
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de AIF1/IBA1 de ratón (O70200)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O70200(mouse), P55008(Human)
Peso proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo