

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd200/Ox2 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P41217

Número de artículo: CM0004887

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD200/OX2 humano. Validado para citometría de flujo, reconoce específicamente la glucoproteína de superficie celular implicada en la regulación inmunitaria. - P41217

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD200/OX2 Humano
Observaciones/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molécula CD200
Especie	Humano
ID del Gen	4345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-232 del CD200/OX2 humano (NP_001352780.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41217
Peso Proteico	30kDa/31kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo