

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q08481

Número de artículo: CM0007814

Introducción

Anticuerpo monoclonal monoclonal de conejo conjugado con contra CD31/PECAM1 de ratón/rata. Validado para citometría de flujo, adecuado para estudios de interacción entre células endoteliales y leucocitos. Se dirige a la molécula de adhesión PECAM1. Ideal para aplicaciones de investigación en inmunología y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD31/PECAM1 de ratón/rata de conejo
Observaciones/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	5175
ID del gen (Ratón)	18613
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-220 de CD31 de ratón (NP_001292086.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08481
Peso de la proteína	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo