

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gfap Conjugado Con Para If-P - P14136

Número de artículo: CM0008707



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GFAP conjugado con , validado para IF-P y reactivo con GFAP humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de marcadores de astrocitos en investigaciones de neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GFAP conjugado con
Observaciones/Alias	ALXDRD
Especie	Humano
GeneID	2670
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GFAP humano (P14136))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P14136
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo