

## Conjugado Tom20 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, If/Icc, If-P - Q15388

Número de artículo: CM0005837



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra TOM20 humano, validado para WB, IF/ICC e IF-P. Reconoce TOM20 humano, de ratón y de rata para investigación de importación de proteínas mitocondriales y mitofagia.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Conjugado TOM20 Anticuerpo monoclonal de conejo                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | MAS20, MOM19, TOM20                                                                                                               |
| Especies                      | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)               | 9804                                                                                                                              |
| GeneID                        | 9804                                                                                                                              |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-145 de TOM20 humano (NP_055580.1) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, IF-P                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS                         | Q15388                                                                                                                            |
| Peso Molecular de la Proteína | 16kDa                                                                                                                             |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                    |