

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Copb1 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P53618

Número de artículo: CM0018628

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra COPB1 humano (Beta-COP). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el transporte Golgi/RE mediado por el coatómero y la homeostasis lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra COPB1
Observaciones/Alias	COPB; BARMACS; COPB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1315
GeneID	1315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-740 de COPB1 humano (NP_057535.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P53618
Peso molecular	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo