

Coq9 Pab De Conejo - 075208

Número de artículo: CM0017368



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la COQ9 humana, un factor clave en la biosíntesis de ubiquinona. Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, garantiza una detección fiable de este diana mitocondrial de 36 kDa. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COQ9 pAb de conejo
Observaciones/Alias	COQ10D5; C16orf49; COQ9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57017
ID del gen	57017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-318 de la COQ9 humana (NP_064708.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	075208
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo