


Anticuerpo Policlonal De Conejo Cox Iv Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13073

Número de artículo: CM0030854



Introducción

Valide COX IV (COX4I1) humano, de ratón y de rata con este anticuerpo policlonal de conejo, optimizado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para estudios mitocondriales y de fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo COX IV
Observaciones/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1327
GeneID	1327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-98 de COX IV humano (NP_001852.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13073
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo