

Anticuerpo Policlonal De Conejo Cox1 - Cox1

Número de artículo: CM0025330

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COX1 (Ciclooxygenasa-1), reactivo con humano, ratón y rata. Apto para aplicaciones de WB, IF, IHC-P y ELISA. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 415-514 del COX1 de ratón. Ideal para investigación en inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	COX1 pAb de Conejo
Alias	CoxI; COX1
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	4512
ID del Gen (Ratón)	17708
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 415-514 del COX1 de ratón (NP_904330.1)
Especie Huésped	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso Proteico	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo