

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Cralbp Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P12271

Número de artículo: CM0004769



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CRALBP para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta CRALBP humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación del ciclo visual y de la retina. Proteína de 36 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CRALBP
Observaciones/Alias	CRALBP
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6017
GenelD	6017
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CRALBP humano (P12271).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P12271
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo