

Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Crem Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03060

Número de artículo: CM0027304

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad contra CREM humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de espermatogénesis, ritmo circadiano y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CREM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ICER; CREM-2; hCREM-2; CREM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1390
GeneID	1390
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CREM humano (NP_853549.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03060
Peso de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo